
Cuerpos Rodando Sin Deslizar



En este experimento se observará la dinámica de objetos acelerados que ruedan sin deslizar por un plano inclinado.

Se verá el efecto del momento de inercia, la condición de rodar sin deslizar y la dependencia de la aceleración con el ángulo de inclinación del plano

entra la imagen: un eces para buscarla



- 1. Sensor de presión (impacto)
- 2. Sensor de paso (herradura)
- 3. Sistema de adquisición de datos DAC
 - 4. Calibrador
- 5. Objetos esféricos y cilíndricos con diferentes masas
 - 6. Nivel y escuadra digital
 - 7. Flexómetro
 - 8. Plano inclinado de madera
- 9. Soporte universal- varillas y piañas necesarias para armar el montaje

Toma de Datos

En esta parte se analizará la dependencia del momento de inercia con la aceleración de cada objeto.

Edite los valores de distancia, ángulo y los valores de k para los diferentes objetos.

Copiar y pegar los datos obtenidos con el software de medición en la columna correspondiente.

Distancia	•
0,650 m	▼

Ángulo 8,00°

	Esfera Hueca		Esfera Sólida		Cilindro Metal		Cilindro Caucho		
	Tiempo	а	Tiempo	а	Tiempo	а	Tiempo	а	a-
	(s)	(m/s^2)	(s)	(m/s^2)	(s)	(m/s^2)	(s)	(m/s^2)	(r
1	0,7689	2,199	0,6571	3,011	0,8959	1,620	0,7381	2,386	2
2	0,7532	2,292	0,7025	2,634	0,9777	1,360	0,7774	2,151	2
3	0,8054	2,004	0,6766	2,840	0,9318	1,497	0,9589	1,414	4
4	0,8136	1,964	0,693	2,707	0,9405	1,470	0,7469	2,330	
5	0,7876	2,096	0,7261	2,466	0,9134	1,558	0,7444	2,346	Г
6	0,8248	1,911	0,7104	2,576	0,9862	1,337	0,7901	2,082	Г
7	0,823	1,919	0,676	2,845	0,8849	1,660	0,8131	1,966	
8	0,8016	2,023	0,6836	2,782	0,8416	1,835	0,8089	1,987	Ε
9	0,7518	2,300	0,6916	2,718	0,8611	1,753	0,7998	2,032	
10	0,7701	2,192	0,6855	2,766	0,8951	1,623	0,809	1,986	
11									Г

MASAS
Esfera hueca= 2,7g
Esfera sólida=19,3g
Cilindro metal=95,2g
Cilindro Caucho=174,6g


INERCIAS

Esfera hueca= 6,67 Esfera sólida=15,3 Cilindro metal=420,78 Cilindro Caucho=676,14

RADIOS

Esfera hueca= 1,925cm Esfera sólida=1,55cm Cilindro metal=2,2cm (externo); 2cm (interno) Cilindro Caucho=2,65cm (externo) ; 0,85cm (interno)

Factor k



Aceleración Teórica



Análisis Cualitativo

¿Por qué el ángulo de inclinación no debe ser tan grande? ¿Qué pasa si se supera el límite del ángulo en términos del factor de fricción estático y k (ver guía)?

Si e angulo de inclinación es mayor al limite determinado la fricción estática se vuelve cinetica, al ser mas pequeña que la etatatica el objeto alcanza mayores velocidades.

Aumente el ángulo de inclinación a un valor de 30° y arroje los objetos sin tomar el tiempo. ¿Se sigue cumpliendo la elación entre el ángulo, k y el coeficiente de frición estático ?Comente lo que observa.

Teniendo en cuenta que el Miu estatico entra la madera y el caucho es igual a 0,8 y entre madera y metal 0,5: Para la esfera solida la relacion es 3.3>2.0625, por tanto no se cumple. Para e ciindro de metal la relacion es 1.04<2.06, se cumple

Para el ciindro de caucho la relacion es 2,4>2.06, por tanto no se cumple

Calcule con las medidas de los objetos el factor k y la aceleración de cada objeto ¿Cuál debería tardar más tiempo y cuál menos tiempo en recorrer la misma distancia D? Realice una tabla de posiciones. Siguiente diapositiva

Tabla de posiciones:

- 1. Esfera Solida
- Esfera Hueca
 Cilindro Caucho
 Cilindro metal

entra la imagen: un eces para buscarla

Análisis Cuantitativo

Con los datos de la primera parte del procedimiento

- Inserte un histograma. Haciendo doble clic sobre este, elija la configuración mostrada en la guía. Asegúrese de seleccionar los datos de aceleración para cada objeto.

- En la pestaña analizar, seleccione estadística y seleccione las aceleraciones de los 4 objetos. Anote el promedio y la desviación estándar de cada objeto.

-Compare estos valores con los valores calculados teóricamente y obtenga un error porcentual. ¿Se encuentran los valores teóricos dentro del rango de incertidumbre do los experimentales? Aguimente sobre el origen de esta discrepancia. Realice una tabla de posiciones y compárela con la que encontró en el análisis cualitativo. Comente los resultados

Esfera Hueca: _2.090_ +-_0.1476_ cm/s²

Esfera Sólida: _2.734_ +-_0.153_ cm/s²


Cilindro Metal:_1.571_ +-_0.16_ cm/s²

Cilindro Caucho:_2.068_ +-_0.2803_ cm/s2

Tabla de posiciones:

- 3. Cilindro Caucho
- 4. Cilindro metal





Discusión:

La esfera solida tarda el menor timpo en recorrer la distacia D con respecto a los demas objetos. Esto se debe a que su inercia es menor, y por ende, es mas faci que inicie su movimiento, alcanzando mayores velocidades. Por otro lado el cilindro metalico es e que mas se demore en rcorrer la ditancia D y esto se debe a que tiene la mayor inecria y alcanza veocidades bajas.

cuentra la imagen: unian s veces para buscarla

Conclusiones	
Si e angulo de inclinación es mayor al limite determinado la fricción estática se vuelve cinetica, al ser mas pequeña que la etatatica el objeto alcanza mayores velocidades.	
	cuentra la imagen: uniaդ։
	s veces para buscarla
	·